

Cat.No.D23-6326

定価 ¥187,220- (¥170,200-)

偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)MT-93

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデルをお勧めします。※検板を使うことはできません。



<仕様>

型 式：MT-93

総 合 倍 率：40×～1,000×

接眼レンズ：WF10×（視野数18、十字線入り・なし）各1個

対物レンズ：セミプランアクロマート4×、10×、S40×、S100×（Oil）

鏡 筒 形 式：双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式

偏 光 装 置：アナライザ（スライド式）、ポラライザ（はねのけ式・360°回転可）

レ ボ ル バ：4個用

コンデンサ・絞り：アッペコンデンサ（N.A.1.25）、虹彩絞り

焦 準 装 置：ステージ上下動式、1軸粗微動装置、標本破損防止装置

ス テ ー ジ：回転メタルステージ、芯出し調整機能付き

照 明 装 置：白色LED光源

大きさ・質量：280×340×360mm、4.4kg

付 属 品：偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、イマージョンオイル、ダストカバー

岩石プレパラート（5種）：—

特約店

株式会社 **ナリカ**
（旧 中村理工工業株式会社）

本 社 〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-10
TEL 03-3833-0741 / FAX 03-3836-1725
仙台営業所 〒981-0932 宮城県仙台市青葉区木町6-14 サン・レオ102
TEL 022-272-8188 / FAX 022-774-1955
大阪営業所 〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-16 永田中津ビル5階
TEL 06-6451-3986 / FAX 06-6451-3925
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町 2-7 博多東エースビル7階
TEL 092-432-6888 / FAX 092-432-7388
サポートセンター TEL 0120-700-746 / Mail support@narika.jp