

NEWS WAVE



Cat.No.G40-6005-01

定価 ¥7,150- (¥6,500-)

マイクロスケール実験(だ液の実験A・小学校用)

マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童・生徒一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。〔特長〕

だ液採取には綿棒を使用。児童・生徒の抵抗感が少なくなります。

パックテスト式の代用デンプン採用。デンプン溶液の作製が簡単です。

試薬はごく少量でOK。実験の準備・片付けが簡単です。

B(中学校用)にはベネジクト液が付属。湯煎で糖の確認ができます。※G40-6005-02でベネジクト液の反応実験をする場合は、湯煎が必要です。



<仕様>

型 式：A(小学校用)

セット内容 マイクロチューブ：100本

セット内容 綿棒：30本

セット内容 代用デンプン：20本(パックテスト式)

セット内容 ヨウ素溶液：100mL 1本

セット内容 ベネジクト液：－

セット内容 湯煎用フロート：－

セット内容 プチボトル(オレンジ)：6本

特約店

株式会社 ナリカ
(旧 中村理科工業株式会社)

本 社 〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-10
TEL 03-3833-0741 / FAX 03-3836-1725
仙台営業所 〒981-0932 宮城県仙台市青葉区木町6-14 サン・レオ102
TEL 022-272-8188 / FAX 022-774-1955
大阪営業所 〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-16 永田中津ビル5階
TEL 06-6451-3986 / FAX 06-6451-3925
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町 2-7 博多東エースビル7階
TEL 092-432-6888 / FAX 092-432-7388
サポートセンター TEL 0120-700-746 / Mail support@narika.jp