

Cat.No.F35-5430-10

定価 ¥5,720- (¥5,200-)

炎色反応実験セット F-LK

ステンレス金網に炎色反应用水溶液を垂らして炎にあてると、白金線を用いた時よりも長く炎色反応が観察できます。〔セット内容〕

ステンレス金網（10×80mm）20枚

塩化カルシウム水溶液（2%）10mL

塩化リチウム水溶液（2%）10mL

塩化ナトリウム水溶液（2%）10mL

塩化カリウム水溶液（2%）10mL

塩化バリウム水溶液（2%）10mL

塩化銅水溶液（2%）10mL



特約店

株式会社 ナリカ
（旧 中村理科工業株式会社）

本 社	〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-10 TEL 03-3833-0741 / FAX 03-3836-1725
仙台営業所	〒981-0932 宮城県仙台市青葉区木町6-14 サン・レオ102 TEL 022-272-8188 / FAX 022-774-1955
大阪営業所	〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-16 永田中津ビル5階 TEL 06-6451-3986 / FAX 06-6451-3925
福岡営業所	〒812-0014 福岡市博多区比恵町 2-7 博多東エースビル7階 TEL 092-432-6888 / FAX 092-432-7388
サポートセンター	TEL 0120-700-746 / Mail support@narika.jp