

NEWS WAVE

NaRiKa
SCIENCE IS JUST THERE

Cat.No.E31-7375-01

定価 ¥25,960- (¥23,600-)

理科実験観察撮影装置 ToruSee (雲台付)

理科の実験観察撮影の決定版

お手持ちの端末 (Windows、Chromebook) のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。

カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。[特長]

端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。

顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。

アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。[セット内容]

実験観察用USBカメラ

顕微鏡接眼レンズアダプタ

USBケーブル (1.5m)

カメラ用雲台 (※E31-7375-01のみ)

コンパクトスタンド motte C型 (※E31-7375-02のみ)

鉄製スタンド G-fit D型 (※E31-7375-03のみ)

<仕様>

型 式：雲台付

撮像素子：CMOS

有効画素数：約200万画素

フォーカス：マニュアル

ホワイトバランス：オート

映像出力：USB2.0

大 き さ：112×56×50mm

対 応 O S：Windows、ChromeOS

そ の 他：三脚取付穴 (1/4インチねじ穴)

対応接眼レンズ：外径30mm以下



特約店

株式会社 **ナリカ**
(旧 中村理科工業株式会社)

本 社 〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-10
TEL 03-3833-0741 / FAX 03-3836-1725
仙台営業所 〒981-0932 宮城県仙台市青葉区木町6-14 サン・レオ102
TEL 022-272-8188 / FAX 022-774-1955
大阪営業所 〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-16 永田中津ビル5階
TEL 06-6451-3986 / FAX 06-6451-3925
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町 2-7 博多東エースビル7階
TEL 092-432-6888 / FAX 092-432-7388
サポートセンター TEL 0120-700-746 / Mail support@narika.jp