

NEWS WAVE



Cat.No.B10-7355

定価 ¥572,000- (¥520,000-)

電子の比電荷測定装置 EM-6N

均一な磁界中を運動する電子の軌跡を観察し、その直径から電子の比電荷を求める装置です。〔特長〕
管の中にガラススケールを内蔵することで、電子の軌跡の直径が正確に直読できます。

本体とヘルムホルツコイル観察用暗箱の一体化により観察・保管がスムーズです。

明るくシャープな電子ビームで測定が容易です。

独自構造の電極の採用により、e/m管の長寿命を実現しました。

電子ビームが真円に近く安定しているので、理論値に近い結果が得られます。〔セット内容〕

電子の比電荷測定装置

電子の比電荷測定用放電管（e/m管、ヘリウムガス入りスケール内蔵）

専用電源

<仕様>

管 球：φ130mm、加速電圧200～500V、ヒーター電圧6.3V

ヘルムホルツコイル：φ300mm、銅線φ1mm（ホルマル線）、巻数130回、2個を平行に取り付けたもの

専用電源：陽極電圧DC0～600V、ヒーター電圧6.3V

大きさ・質量：360×255×390mm、7.4kg

付属品：e/m管電源供給用ケーブル



特約店

株式会社 ナリカ
(旧 中村理科工業株式会社)

本 社 〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-10
TEL 03-3833-0741 / FAX 03-3836-1725
仙台営業所 〒981-0932 宮城県仙台市青葉区木町6-14 サン・レオ102
TEL 022-272-8188 / FAX 022-774-1955
大阪営業所 〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-16 永田中津ビル5階
TEL 06-6451-3986 / FAX 06-6451-3925
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町 2-7 博多東エースビル7階
TEL 092-432-6888 / FAX 092-432-7388
サポートセンター TEL 0120-700-746 / Mail support@narika.jp